



1,2 ml Deep-Well Platten



1,2 ml Arbeitsvolumen bei Verschluss mit Sealing Mat, Adhäsivfolie oder Heat-Sealing.

Mit Rundboden

Alternativ verschließbar mit:

- Gaspermeabler Adhesive Seal zur Bakterienanzucht
- Sealing Mat
- Adhäsiv- und Heat-Sealing-Folien

DNA RNase
FREE

	1,2 ml Deep-Well
Kat. Nr.	318220
Format	1,2 ml Deep-Well
Kunststoff	PP/PS
Farbe	■
Stück pro Beutel	50