



2,0 ml Tubes



Die 2,0 ml Reaktionsgefäße sind aus besonders reinem Polypropylen hergestellt. Sie zeichnen sich durch ihre Transparenz, ein mattiertes Beschriftungsfeld, festen Stopfensitz und Graduierung aus. Sie sind maschinensteril produziert, autoklavierbar, thermisch belastbar sowie chemisch beständig.

PP

	2,0 ml mit Deckel	2,0 ml ohne Deckel
Kat. Nr.	316200	316250
Kunststoff	PP	PP
Stück pro Beutel	1.000	1.000