




## Silikonmatte



Zum Verschließen von 96-Well Platten für den Einsatz bei der PCR und zur Lagerung von Proben.

- Exakte Passgenauigkeit
- Hohe Dichtigkeit
- Wiederverwendbar
- Autoklavierbar bei 121°C

**Flüssigkeitsverlust während PCR (40 Zyklen): < 6%/Well**

	<b>Silikonmatte</b>
<b>Kat. Nr.</b>	<b>317000</b>
Kunststoff	Silikon
Farbe	■
Stück pro Beutel	5